

pure sense

CARE OF YOU



Dental C

WATER FLOSSER

PSWF500B

TABLE OF CONTENT

Safety precautions	4
Overview	7
Operation.....	8
Maintenance.....	11
Specifications.....	12

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	13
Översikt.....	16
Användning	17
Underhåll	20
Specifikationer.....	21

INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner.....	22
Oversikt.....	25
Bruk.....	26
Vedlikehold.....	29
Spesifikasjoner.....	30

SAFETY PRECAUTIONS



READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING! Risk of personal injury or product and/or property damage if you do not follow the precautions.

USAGE PRECAUTIONS

- Do not operate the device if you are unfamiliar with its functions or safety instructions. Otherwise, improper operation may cause injury.
- This product is designed for cleaning teeth and gums. Never use on eyes, nose, ears, or other body parts.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple persons.
- If you are undergoing treatment for an oral care condition, consult your dental professional before use.
- If you have had oral surgery in the past 2 months, consult your dental professional before use.
- If you have a pacemaker or implanted medical device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- This product is not suitable for children, infants, or individuals who are unable to operate it unless they are supervised or guided by an adult when using it.
- Keep this product out of the reach of children and infants, and children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children.
- Only use lukewarm or cool water in the water tank. Hot water may cause burns.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- Do not immerse this product in water to prevent malfunction, fire, electric shock, or explosion.
- Charge indoors only, away from heat sources (e.g., stoves, radiators).
- This appliance contains no user-serviceable parts. If damaged, stop

- use immediately and contact authorize support.
- Replace the nozzle every 6 months or sooner if worn /damage.
- Only use original accessories or consumables.
- Do not dismantle the device or modify its parts to avoid damaging the product, and the warranty will be invalidated.
- Any repairs to the product(s) must be done by qualified personnel. Do not try to repair the product(s) by yourself.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.
- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.
- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.



- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected. If any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.

SYMBOL	EXPLANATION
	Read all of the instructions before use and save them for future reference.
	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
IPX7	Waterproof
	This symbol identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important instructions. If these instructions are not followed, there is risk of personal injury or product and/or property damage.

OVERVIEW

PARTS

1. Nozzle
2. Nozzle release button
3. Power switch
4. Mode switch
5. Pulse mode indicator light
6. Pulse button
7. Power indicator
8. Strong mode
9. Normal mode
10. Soft mode
11. Pulse mode
12. Water tank
13. Charging port




OPERATION

CHARGE THE WATER FLOSSER


1. During charging, place the main unit on a horizontal surface in a reclined position to avoid the risk of the product tipping over.
2. Make sure there is no liquid left in the water tank before charging.
3. Use the included USB-C cable for charging. The charging time is approximately 6 hours for 0-100%.
4. When the charging cable is plugged in, the green light will breathe and blink (1 second/time) until the battery is fully charged, at which time the green light will remain on.
5. During operation, the power indicator is green when the battery level is above 10% (normal operation) and red when the battery level is below 10% (low battery).

Note: If the battery is normal, the light will turn off when the unit is turned off; if the battery is low, the red light will flash after the unit is turned off and then turn off after 5 seconds.




GET STARTED:


1. Open the water tank lid, fill the tank with water not exceeding 40°C, and close the lid securely.




2. For the first use, add a small amount of clean water to the outlet.
3. Insert the nozzle into the nozzle port on the main unit until a clicking sound is heard, indicating that it is fully inserted.



4. Installation of the water tank
Rotate the main unit to align it with the corresponding slot on the water tank, then push the main unit forward to lock it in place.



5. Removal of the water tank
Rotate the main unit backward while keeping the water tank in position, misalign the main unit and tank, and take out the main unit.




USAGE:


1. In the power-off state, press the mode button once will switch the gear according to the sequence of Strong → Normal → Soft → Pulse.
2. Mode description:

Mode	Suitable use
Strong	Deep cleaning of food debris stuck between teeth.
Normal	Individuals with sensitive gums and daily cleaning.
Soft	Individuals with sensitive gums and first-time users.
Pulse	Alternating water flow strength with pulsed massage for gums.

3. Press the power switch button once will start the motor to work, and pressing it again will stop the motor. Each gear has a 2-minutes timer.
4. You can also press and hold pulse button to spray water, water spray stops when releasing the button.



5. Keep the nozzle tip vertically aligned with your teeth. Slightly open your mouth to allow the water to flow out. Clean your teeth.




6. Spray water onto your teeth and gums at a 90-degree angle.
7. Guide the water to slowly flow over your teeth.
8. Spray water onto the gum tissue along the gum line with the nozzle tip at a 90-degree angle.
9. Thoroughly clean your teeth and the areas around braces, crowns, and bridges.


MAINTENANCE

CLEANING:

1. Press the power switch button to turn off the device.
2. Press the nozzle lock button, and then remove the nozzle by lifting it up.



3. Remove the water tank and turn it upside down to discard the water inside.



4. Press the power switch button to turn on the device and allow the water tube to fully drain.
5. Wipe the device with a dry cloth.

REMOVING HARD WATER DEPOSITS / GENERAL CLEANING

- Hard water deposits may accumulate inside the device depending on the mineral content of the water. If ignored, this can affect performance.
1. To clean internal components: fill the water tank with warm water and add 1 tablespoon of white vinegar.
 2. Direct the handle and nozzle towards the sink. Turn on the device and let it run until the tank is empty.
 3. Then, refill the tank with clean warm water and repeat the process to flush it out.
 4. Repeat this operation every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

STORAGE

- The product should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks, or in a travel case.
- Store the product out of reach of children.

SPECIFICATIONS

Model name	PSWF500B
Battery	3.7V, 2000mAh, 7.4Wh
Charging time	6 hours
Working time	40 minutes (Normal mode)
Water tank capacity	300 ml
Spray frequency	1600 times/minute
IP class	IPX7
Cable length	95 cm
Size	71 x 61 x 231 mm
Weight	295 g
Included in the package	- Water flosser - USB-A to USB-C charging cable - Nozzles x4 - User manual

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.



VARNING! Risk för personskada eller skador på produkten och/eller egendom om du inte följer försiktighetsåtgärder.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ANVÄNDNING

- Använd inte enheten om du inte är bekant med dess funktioner eller säkerhetsinstruktioner. I annat fall kan felaktig användning orsaka skador.
- Denna produkt är designad för rengöring av tänder och tandkött. Använd aldrig på ögon, näsa, öron eller andra kroppsdelar.
- Denna apparat är en apparat för personlig vård och är inte avsedd för användning på flera personer.
- Kontakta din tandläkare före användning om du genomgår behandling för ett munvårdstillstånd.
- Om du har genomgått munkirurgi under de senaste 2 månaderna, rådfråga din tandläkare före användning.
- Om du har en pacemaker eller implanterad medicinsk utrustning, kontakta din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.
- Den här produkten är inte lämplig för barn, spädbarn eller individer som inte kan använda den såvida de inte övervakas eller vägleds av en vuxen när de använder den.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och spädbarn, och barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Använd endast ljummet eller kallt vatten i vattentanken. Hett vatten kan orsaka brännskador.
- Utöva inte för hårt tryck på munstyckets spets.
- Sänk inte ner denna produkt i vatten för att förhindra funktionsfel, brand, elektriska stötar eller explosion.
- Ladda endast inomhus, borta från värmekällor (t.ex. spisar, element).

- Denna apparat innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Om den är skadad, sluta omedelbart att använda och kontakta auktoriserad support.
- Byt ut munstycket var 6:e månad eller tidigare om det är slitet/skadat.
- Använd endast originaltillbehör eller förbrukningsmaterial.
- Ta inte isär produkten, eller modifiera dess delar, för att undvika skador. Garantin kommer upphöra att gälla om du modifierar eller öppnar upp produkten.
- Alla reparationer av produkten/produkterna måste utföras av kvalificerad personal. Försök inte reparera produkten/produkterna själv.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.
- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.
- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).



- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen – rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs manualen före användning.
	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
IPX7	Vattentät
	Denna symbol identifierar utrustning som uppfyller de säkerhetskrav som anges för utrustning av klass II enligt IEC 61140.
	Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer apparaten.

ÖVERSIKT

DELAR


1. Munstycke
2. Munstyckets frigöringsknapp
3. Strömknapp
4. Lägesknapp
5. Indikatorlampa för pulsläge
6. Pulsknapp
7. Strömindikator
8. Starkt läge
9. Normalt läge
10. Mjukt läge
11. Pulsläge
12. Vattentank
13. Laddningsport



ANVÄNDNING


LADDA MUNDUSCHEN

1. Placera huvudenheten på en horisontell yta i ett tillbakalutat läge under laddningen för att undvika risken att produkten välter.
2. Se till att det inte finns någon vätska kvar i vattentanken före laddning.
3. Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda. Laddningstiden är cirka 6 timmar för 0-100 %.
4. När laddningskabeln är ansluten kommer den gröna lampan att pulsera och blinka (1 sekund/gång) tills batteriet är fulladdat, då det gröna ljuset förblir tänd.
5. Under drift är strömindikatorn grön när batterinivån är över 10 % (normal drift) och röd när batterinivån är under 10 % (lågt batteri).
Obs: Om batteriet är normalt släcks lampan när enheten stängs av; om batteriet är lågt blinkar den röda lampan efter att enheten stängts av och stängs sedan av efter 5 sekunder.




KOMMA IGÅNG


1. Öppna locket till vattentanken, fyll tanken med vatten som inte överstiger 40°C och stäng locket ordentligt.




2. För första gången, tillsätt en liten mängd rent vatten till utloppet.
3. Sätt in munstycket i munstyckesporten på huvudenheten tills ett klickljud hörs, vilket indikerar att det är helt insatt.



4. Installation av vattentanken
Vrid huvudenheten så att den riktar in sig mot motsvarande skåra på vattentanken och tryck sedan huvudenheten framåt för att låsa den på plats.



5. Borttagning av vattentanken
Vrid huvudenheten bakåt samtidigt som vattentanken hålls på plats, rikta in huvudenheten och tanken fel, och ta ut huvudenheten.




ANVÄNDNING:


1. I avstängt läge, tryck en gång på lägesknappen för att växla enligt sekvensen Strong → Normal → Soft → Pulse.
2. Lägesbeskrivning:

Läge	Lämplig användning
Strong	Djup rengöring av matrester som fastnat mellan tänderna.
Normal	Personer med känsligt tandkött och daglig rengöring.
Soft	Personer med känsligt tandkött och nybörjare.
Pulse	Växlande vattenflödesstyrka med pulserande massage för tandköttet.

3. Tryck en gång på strömknappen för att starta motorn, och om du trycker på den igen stoppar motorn. Varje läge har en 2-minuters timer.
4. Du kan också trycka och hålla in pulsknappen för att spruta vatten, vattensprutan stoppas när du släpper knappen.



5. Håll munstyckets spets vertikalt i linje med tänderna. Öppna munnen en aning så att vattnet kan rinna ut. Rengör tänderna.




6. Spraya vatten på tänderna och tandköttet i 90 graders vinkel.
7. Styr vattnet så att det sakta rinner över dina tänder.
8. Spraya vatten på tandköttsvävnaden längs tandköttskanten med munstyckets spets i 90 graders vinkel.
9. Rengör dina tänder och områdena runt tandställning, kronor och bryggor noggrant.


UNDERHÅLL

RENGÖRING:

1. Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen.
2. Tryck på munstyckslåsknappen och ta sedan bort munstycket genom att lyfta det uppåt.



3. Ta bort vattentanken och vänd den upp och ner för att hälla ut vattnet inuti.



4. Tryck på strömknappen för att slå på enheten och låt vattenslangen rinna ut helt.
5. Torka av enheten med en torr trasa.

AVLÄGSNA AVLAGRINGAR / ALLMÄN RENGÖRING

- Avlagringar av hårt vatten kan samlas inuti enheten beroende på vattnets mineralinnehåll. Om det ignoreras kan detta påverka prestandan.
1. För att rengöra inre komponenter: fyll vattentanken med varmt vatten och tillsätt 1 msk vit vinäger.
 2. Rikta handtaget och munstycket mot handfatet. Slå på enheten och låt den gå tills tanken är tom.
 3. Fyll sedan på tanken med rent varmt vatten och upprepa processen för att spola ur den.
 4. Upprepa denna åtgärd varje till var tredje månad för att garantera optimal prestanda.

FÖRVARING

- Produkten ska förvaras på avstånd från damm, smuts och vattenkällor som badkar och handfat, eller i en reseväska.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	PSWF500B
Batteri	3.7V, 2000mAh, 7.4Wh
Laddningstid	6 timmar
Arbetstid	40 minuter (normalt läge)
Vattentankens kapacitet	300 ml
Sprayfrekvens	1600 gånger/minut
IP klassificering	IPX7
Kabellängd	95 cm
Storlek	71 x 61 x 231 mm
Vikt	295 g
Ingår i förpackningen	- Mundusch - USB-A till USB-C laddningskabel - Munstycken x4 - Användarmanual

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES ALLE AV INSTRUKSJONENE FØR BRUKES OG LAGRE DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.



ADVARSEL! Fare for personskade eller skade på produktet og/eller skade på eiendom hvis du ikke følger

forholdsreglene.

BRUK FORHOLDSREGLER

- Ikke betjene enheten hvis du ikke er kjent med dens funksjoner eller sikkerhetsinstruksjoner. Ellers kan feilaktig bruk forårsake personskade.
- Dette produktet er utviklet for rengjøring av tenner og tannkjøtt. Bruk aldri på øyne, nese, ører, eller andre kroppsdeler.
- Dette apparatet er et personlig pleieapparat og er ikke beregnet for bruk på flere personer.
- Hvis du er under behandling for en oral pleietilstand, rådfør deg med din tannlege fagperson før bruk.
- Hvis du har hatt oral kirurgi i de siste 2 månedene, må du rådføre deg med din tannlege før du bruker.
- Hvis du har en pacemaker eller implantert medisinsk utstyr, kontakt din lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Dette produktet er ikke egnet for barn, spedbarn, eller personer som ikke er i stand til betjene det med mindre de er under tilsyn eller veiledet av en voksen når bruker den.
- Hold dette produktet utenfor barns og spedbarns rekkevidde, og barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
- Bruk kun lunkent eller kaldt vann i vann tanken. Varmt vann kan forårsake brannskader.
- Ikke utøve for mye trykk på munnstykket spissen på munnstykket.
- Ikke senk dette produktet i vann for å forhindre funksjonsfeil, brann, elektrisk støt, eller eksplosjon.
- Lad kun innendørs, vekk fra varmekilder (f.eks. ovner, radiatorer).

- Dette apparatet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Hvis er skadet, stopp bruk umiddelbart og kontakt autoriser support.
- Skift ut munnstykket hver 6. måned eller tidligere hvis slitt /skadet.
- Bruk kun originalt tilbehør eller forbruksmateriell.
- Ikke demontere enheten eller modifisere dens deler for unngå skade produktet, og garantien vil bli ugyldig.
- Alle reparasjoner på produktet/ produktene må utføres av kvalifisert personell. Ikke prøv å reparere produktet/produktene på selv.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI:

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.
- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.
- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.



- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.

SYMBOL	FORKLARING
	Les brukerhåndboken før bruk.
	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
IPX7	Vanntett
	Dette symbolet identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene som er spesifisert for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

OVERSIKT

DELER

1. Dyse
2. Dyse utløser knapp
3. Strømbryter
4. Modus bryter
5. Puls modus indikator lys
6. Puls -knappen
7. Strøm indikator
8. Sterk -modus
9. Normal -modus
10. Myk -modus
11. Puls -modus
12. Vann tank
13. Lading port




BRUK

LAD VANNFLOSSEREN


1. Under lading, plasser hovedenheten på en horisontal overflate i en tilbakelent stilling for unngå risiko for at produktet velter.
2. Sørg for at det er ingen væske igjen i vanntanken før lading.
3. Bruk den medfølgende USB-C kabelen for lading. Ladetid er ca. 6 timer for 0-100%.
4. Når ladekabelen er koblet til, vil den grønne lampen puste og blinke (1 sekund/gang) til batteriet er fulladet, på hvilket tidspunkt det grønne lyset vil forbli på.
5. Under drift på, strøm indikatoren er grønn når batterinivået er over 10% (normal drift) og rød når batterinivået er under 10 % (lavt batterinivå).

Merk: Hvis batteriet er normalt, vil lyset slå av når enheten er slått av; hvis batteriet er lavt, vil det røde lyset blinke etter at enheten er slått av er slått av og deretter slå av etter 5 sekunder.




KOM I GANG:


1. Åpne lokket til vann tanken, fyll tanken med vann som ikke overstiger 40 °C, og lukk lokket godt igjen.




2. For første bruk, tilsett en liten mengde rent vann til utløpet.
3. Sett munnstykket inn i munnstykket porten på hovedenheten til en klikkende lyd høres, som indikerer at den er helt satt inn.



4. Installasjon av vann tank
Roter hovedenheten for å innrette den med det tilsvarende sporet på vanntanken, skyv deretter hovedenheten fremover for å låse den på plass.



5. Fjerning av vann tank
Roter hovedenheten bakover mens holder vanntanken i posisjon, feiljuster hovedenheten og tanken, og ta ut hovedenheten.




BRUK:


1. I slår av tilstand, trykker du på modus knappen en gang vil bytte giret i henhold til til sekvensen av Strong → Normal → Soft → Pulse.
2. Beskrivelse av modus:

Modus	Egnet bruk
Strong	Dyp rengjøring av mat rester som sitter fast mellom tennene.
Normal	Personer med sensitivt tannkjøtt og daglig rengjøring.
Soft	Personer med sensitivt tannkjøtt og førstegangsbrukere.
Pulse	Vekslede vann flyt styrke med pulserende massasje for tannkjøtt.

3. Trykk på strømbryteren knappen en gang vil starte motoren til arbeid, og trykker du på den igjen vil stoppe motoren. Hvert gir har en 2-minutters timer.
4. Du kan også trykke og holde inne pulsknappen for å spraye vann, og vannsprayen stopper når du slipper knappen.



5. Hold munnstykket spissen loddrett på linje med tennene. Åpne munnen litt slik at vannet kan strømme ut. Rengjør tennene dine.




6. Spray vann på dine tenner og tannkjøtt i en 90-graders vinkel.
7. Før vannet til sakte renner over tennene dine.
8. Spray vann på tannkjøttet vevet langs tannkjøttlinjen tannkjøtt linje med munnstykket spissen på en 90-graders vinkel.
9. Rengjør tennene dine grundig og og områdene rundt tannregulering, kroner, og broer.


VEDLIKEHOLD

RENGJØRING:

1. Trykk på strømbryteren knappen for å slå av enheten.
2. Trykk på munnstykket lås knappen, og fjern deretter munnstykket ved å løfte det opp.



3. Fjern vanntanken og snu opp ned for å kaste vannet inni.



4. Trykk på strømbryteren knappen for å slå på enheten og la enheten og la vannet slangen renne helt renne ut.
5. Tørk enheten med en tørr klut.

FJERNE HARDT VANN AVLEIRINGER / GENERELL RENGJØRING

- Hardt vann avleiringer kan samle seg inne i enheten avhengig av mineralinnholdet i vannet. Hvis ignoreres, kan dette påvirke ytelse..
1. For å rengjøre interne komponenter: fyll vann tanken med varmt vann og tilsett 1 spiseskje hvit eddik.
 2. Rett håndtaket og munnstykket mot vasken. Slå på enheten og la kjøre til tanken er tom.
 3. Deretter fyller du tanken med rent varmt vann og gjentar prosessen for å spyle den ut.
 4. Gjenta denne operasjonen hver 1 til 3 måned til for å sikre optimal ytelse.

OPPBEVARING

- Produktet bør oppbevares vekk fra støv, skitt og vann kilder som som badekar og vasker, eller i en reiseveske.
- Oppbevar produktet utenfor barns rekkevidde.

SPESIFIKASJONER

Modell navn	PSWF500B
Batteril	3.7V, 2000mAh, 7.4Wh
Lading tid	6 timer
Arbeidstid	40 minutter (Normal-modus)
Vann tank kapasitet	300 ml
Spray frekvens	1600 ganger/minutt
IP klasse	IPX7
Kabel lengde	95 cm
Størrelse	71 x 61 x 231 mm
Vekt	295 g
Inkludert i pakken	- Vann flosser - USB-A til USB-C ladekabel - Dyser x4 - Brukerhåndbok

